

Versuch: P1-81

# Elektrische Messverfahren

## - Vorbereitung -

### Vorbemerkung

In diesem Versuch geht es um das Kennenlernen verschiedenster Messverfahren für Größen wie Spannung, Strom, Widerstand, Induktivität und Kapazität. Die Auswirkungen des Messverfahrens (durch die verwendeten Geräte etc.) auf die Messwerte soll hierbei beobachtet werden. Ziel ist es, durch die Anwendung der am besten geeigneten Methode Messfehler möglichst zu vermeiden bzw. gegebenenfalls zu korrigieren.


### Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Versuche mit Gleichspannung (DC)</b>	<b>2</b>
1.1	Innenwiderstand $I_i^I$ des $\mu A$ -Multizets . . . . .	2
1.2	Berechnung des Innenwiderstands $R_i^U$ des $AV\Omega$ -Multizets . . . . .	2
1.3	Bestimmung eines unbekanntes Widerstands $R_x$ mittels Strom- und Spannungsmessungen	3
1.3.1	Spannungsrichtige Schaltung . . . . .	3
1.3.2	Stromrichtige Schaltung . . . . .	3
1.3.3	Zweite Messreihe . . . . .	3
1.3.4	Ideale Innenwiderstände von Messgeräten . . . . .	4
1.4	Wheatstonesche Brückenschaltung . . . . .	4
1.4.1	Vorteil der Wheatstoneschen Brückenschaltung . . . . .	4
1.5	Widerstandsmessung per $\Omega$ -Messbereich des $\mu A$ -Multizets . . . . .	5
1.6	Messung der Ursprungung $U_0$ einer Trockenbatterie mittels Kompensationschaltung . .	5
1.7	Innenwiderstand der Trockenbatterie bei Belastung . . . . .	5
<b>2</b>	<b>Versuche mit Wechselspannung (AC)</b>	<b>6</b>
2.1	Gleichstromwiderstand einer Spule . . . . .	6
2.2	Induktivität und Verlustwiderstand einer Spule . . . . .	6
2.3	Messungen im Parallelschwingkreis . . . . .	8
2.4	Wechselstromwiderstände eines Parallelschwingkreises . . . . .	8
2.5	Innenwiderstand des Sinusgenerators . . . . .	9

# 1 Versuche mit Gleichspannung (DC)

## 1.1 Innenwiderstand $R_i^I$ des $\mu A$ -Multizets

Das  $\mu A$ -Multizet ist ein Universalmeßgerät der Firma Siemens, dessen Innenwiderstand in diesem Versuch bestimmt werden soll. Hierzu schalten wir das  $\mu A$ -Multizet, einen Widerstand  $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$  und einen regelbaren Widerstand  $R_{reg} = 10 \text{ k}\Omega$  in folgender Weise (Ausgangsspannung  $U_0 = 6V$ ):



Vorgehensweise bei der Messung:

- Zunächst die Schaltung ohne Spannungsmeißgerät (in diesem Fall  $AV\Omega$ -Multizet im  $0,3V$ -Bereich) aufbauen
- Mit dem regelbaren Widerstand  $R_{reg}$  einen Strom von  $1 \text{ mA}$  einstellen
- Dann das  $AV\Omega$ -Multizet anschließen und die Spannung messen

Nach dem Ohm'schen Gesetz errechnet sich der gesuchte Innenwiderstand  $R_i^I$  des Universalmeßgeräts zu

$$R_i^I = \frac{U}{I} \quad (1)$$

## 1.2 Berechnung des Innenwiderstands $R_i^U$ des $AV\Omega$ -Multizets

In Teilaufgabe 1 kann man annehmen, dass sich der Gesamtstrom nach Zuschaltung des Spannungsmeißgeräts (3.) fast nicht geändert hat. Mit dieser Näherung gilt für den Innenwiderstand des  $AV\Omega$ -Multizets:

$$R_i^U = \frac{U}{\Delta I} = \frac{U_0}{I_0 - I} \quad (2)$$

da die Differenz zwischen dem vorher eingestellten Strom  $I_0$  und dem nach Zuschaltung des Spannungsmeißgeräts gemessenen Stroms  $I$  gerade durch das Strommeißgerät fließen muss. Der Gesamtwiderstand  $R_{Mess}$  der beiden Meißgeräte berechnet sich als Parallelschaltung zweier Widerstände mit:

$$\frac{1}{R_{Mess}} = \frac{1}{R_i^I} + \frac{1}{R_i^U} \quad (3)$$

$$\Rightarrow R_{Mess} = \frac{R_i^I \cdot R_i^U}{R_i^I + R_i^U} \quad (4)$$

Der Gesamtwiderstand der Schaltung beträgt also:

$$R_{ges} = R_1 + R_{reg} + R_{Mess} = \frac{U_0}{I} \quad (5)$$

Löst man Gleichung (5) nach  $I$  auf, so erhält man folgende Formel, die eine genauere Berechnung des Stromes  $I$  ermöglicht:


$$I = \frac{U_0}{R_{ges}} = \frac{U_0}{R_1 + R_{reg} + R_{Mess}} = \frac{U_0}{R_1 + R_{reg} + \frac{R_i^I \cdot R_i^U}{R_i^I + R_i^U}} \quad (6)$$

Im Iterationsverfahren kann dieser (bessere) Wert für den Strom  $I$  dann wieder oben eingesetzt werden, so dass nach mehr Durchläufen immer genauere Ergebnisse entstehen.

### 1.3 Bestimmung eines unbekannten Widerstands $R_x$ mittels Strom- und Spannungsmessungen

Ein Widerstand  $R_1 = 10\text{ k}\Omega$  soll in Reihe mit einem unbekannten Widerstand  $R_x$  (ca.  $470\ \Omega$ ) und dem Strommessgerät geschaltet werden (Ausgangsspannung  $U_0 = 6\text{ V}$ ). Nun gibt es zwei Möglichkeiten, das Spannungsmessgerät in die Schaltung einzubauen:

- (1) über  $R_x$  (spannungsrichtig)
- (2) über der Reihenschaltung von  $R_x$  und dem Strommessgerät (stromrichtig)



#### 1.3.1 Spannungsrichtige Schaltung

Bei dieser Messanordnung wird exakt die Spannung gemessen, die über  $R_x$  abfällt. Das Strommessgerät misst jedoch nicht den Strom, der durch  $R_x$  fließt, sondern den Gesamtstrom, der durch die Parallelschaltung von  $R_x$  und Spannungsmessgerät (Innenwiderstand  $R_U$ ) fließt. Deshalb ergibt sich für den gesuchten Widerstand  $R_x$ :

$$I_x = I - I_U \quad (7)$$

$$\Rightarrow R_x = \frac{U}{I_x} = \frac{U}{I - \frac{U}{R_U}} \quad (8)$$

#### 1.3.2 Stromrichtige Schaltung

Bei dieser Messanordnung wird exakt der Strom gemessen, der durch den Widerstand  $R_x$  fließt. Die gemessene Spannung ist jedoch die Spannung über der Reihenschaltung aus  $R_x$  und Strommessgerät (Innenwiderstand  $R_I$ ), und nicht die Spannung über  $R_x$  allein. Der gesuchte Widerstand  $R_x$  leitet sich diesmal folgendermaßen her:

$$U_x = U - I \cdot R_I \quad (9)$$

$$\Rightarrow R_x = \frac{U_x}{I} = \frac{U}{I} - R_I \quad (10)$$

#### 1.3.3 Zweite Messreihe

Die Messung soll mit vertauschtem  $\mu\text{A}$ - und  $\text{AV}\Omega$ -Multizet wiederholt werden. Insgesamt ergeben sich also vier Strom-Spannungswertepaare. Aus diesen soll anschließend der Wert des Widerstandes  $R_x$  ermittelt werden - zunächst ohne, dann mit Berücksichtigung der Innenwiderstände der Messgeräte.

### 1.3.4 Ideale Innenwiderstände von Messgeräten

Die Innenwiderstände der Messinstrumente sollten das Ergebnis der Messung natürlich möglichst wenig beeinflussen. Deshalb muss man bei der Herstellung der beiden Typen folgendes beachten:

- **Spannungsmessgeräte** werden parallel geschaltet, weshalb der Innenwiderstand  $R_i$  möglichst groß gewählt werden sollte. Dann liegt nämlich der Gesamtwiderstand der Parallelschaltung Verbraucher / Messgerät


$$\frac{1}{R_{ges}} = \frac{1}{R} + \frac{1}{R_i} \quad (11)$$

nahe am Widerstand  $R$  der Ausgangsschaltung. Durch das Spannungsmessgerät fließt in diesem Fall nur ein geringer Strom, fast die gesamte Spannung bleibt über  $R$  erhalten.

- **Strommessgeräte** werden in Reihe geschaltet. Um eine minimale Beeinflussung des Stromkreises zu erreichen, sollte der Innenwiderstand  $R_i$  möglichst klein gewählt werden - so fällt nur sehr wenig Spannung am Messinstrument ab.

### 1.4 Wheatstonesche Brückenschaltung

Jetzt soll zur Bestimmung eines unbekanntes Widerstands  $R_x$  die Wheatstonesche Brückenschaltung verwendet werden. Diese wird aus 3 bekannten Widerständen (davon 1 verstellbarer) und dem zu messenden  $R_x$  aufgebaut. In diesem Versuch soll das Potentiometer als Ersatz für zwei Widerstände dienen. Zwischen den Widerständen wird wie folgt als Strommessgerät ein  $\mu A$ -Multizet geschaltet:



Das Potentiometer wird nun so eingestellt, dass durch das Strommessgerät („Brücke“) kein Strom mehr fließt. Mit dem bekannten Widerstand  $R = 1 \text{ k}\Omega$  und der Potentiometer-Einstellung (Verhältnis  $R_1 : R_2$ ) gilt dann für  $R_x$ :

$$R_x = \frac{R_1}{R_2} \cdot R \quad (12)$$

Vor die Brückenschaltung muss allerdings ein Widerstand  $R_{vor} = 220 \Omega$  zur Strombegrenzung geschaltet werden!

#### 1.4.1 Vorteil der Wheatstoneschen Brückenschaltung


- Die Wheatstonesche Brückenschaltung erlaubt auch die Verwendung relativ ungenauer Messgeräte, die z.B. einen sehr hohen Innenwiderstand haben. Dies fällt bei dieser Schaltung nicht ins Gewicht, da der Strom sowieso auf Null eingestellt wird.
- Außerdem entfällt aus dem gleichen Grund das Herausrechnen des Innenwiderstands der Messgeräte.
- Des weiteren ist die Berechnung des gesuchten Widerstands  $R_x$  unabhängig von der angelegten Spannung (vergleiche hierzu Formel (12)). Schwankende Spannungsquellen und selbst Wechselspannungen können als Ausgangsspannung verwendet werden!

## 1.5 Widerstandsmessung per $\Omega$ -Messbereich des $\mu A$ -Multizets

Stellt man am  $\mu A$ -Multizet den Messbereich „ $\Omega$ “ ein, so legt das Gerat automatisch eine bekannte Spannung am zu messenden Widerstand an und registriert den flieenden Strom. Mit dem ohm’schen Gesetz  $R = \frac{U}{I}$  kann der Widerstand so direkt berechnet werden. Die Unterschied zwischen linearer und logarithmischer Skalierung ist lediglich in der Darstellungsweise gegeben: auf der logarithmischen Skala kann ein groerer Bereich dargestellt werden.

## 1.6 Messung der Ursprungung $U_0$ einer Trockenbatterie mittels Kompensations-schaltung

Bei der Kompensationsschaltung wird die zu messende Spannung  $U_0$  der Trockenbatterie in Reihe mit eine Spannung  $U_H$  geschaltet. Diese Spannung wird mittels  $AV\Omega$ -Multizet genau gemessen. Die resultierende Spannung beider Quellen wird mit Hilfe des  $\mu A$ -Multizets gemessen:



Durch Veranderung der Spannung  $U_H$  wird die resultierende Spannung auf Null heruntergeregelt. Jetzt sind  $U_H$  und  $U_0$  gleich, somit ist die gesuchte Spannung  $U_0$  bekannt. Die Kompensationsschaltung wird angewendet, wenn die Stromquelle einen nicht vernachlassigbaren Innenwiderstand hat - also die Spannung bei zunehmendem Stromfluss sinkt.

## 1.7 Innenwiderstand der Trockenbatterie bei Belastung


Zunachst wird analog zu Aufgabe 1.6 die resultierende Spannung am  $\mu A$ -Multizet auf Null gestellt. Anschließend wird kurzzeitig ein Lastwiderstand ( $R = 220 \Omega, R = 110 \Omega, R = 47 \Omega, R = 22 \Omega$ ) zur Batterie parallel geschaltet und die Spannung am  $\mu A$ -Multizet als Differenzspannung  $\Delta U$  notiert. Es gilt dann:

$$U_0 - \Delta U = R \cdot I \quad (13)$$

$$\Delta U = R_i \cdot I \quad (14)$$

$$\Rightarrow R_i = R \frac{\Delta U}{U_0 - \Delta U} \quad (15)$$

Schaltskizze:




## 2 Versuche mit Wechselspannung (AC)

### 2.1 Gleichstromwiderstand einer Spule

Wie in Aufgabe 1.5 messen wir den Widerstand der Spule direkt mit dem  $\mu A$ -Multizet im  $\Omega$ -Messbereich.

### 2.2 Induktivität und Verlustwiderstand einer Spule


Nachdem wir in 2.1 den Gleichstromwiderstand der Spule bestimmt haben, möchten wir jetzt Messungen bei Wechselstrom ( $U = 0,2V, f = 30 \text{ Hz}$ ) durchführen. Hierfür schließen wir die Spule mit einem Vorwiderstand  $R_V = 110 \Omega$  an den Sinusgenerator an und messen nacheinander die Spannung am Generator ( $U_G$ ), am Vorwiderstand ( $U_V$ ) und an der Spule ( $U_L$ ).



Zunächst einmal möchte ich festhalten, dass es sich um eine Reihenschaltung handelt, und deshalb der Strom voll am Vorwiderstand abfällt. Das heißt:

$$I = \frac{U_V}{R_V} \quad (16)$$

Die am Generator gemessene Gesamtspannung  $U_G$  setzt sich laut dem Zeigerdiagramm folgendermaßen zusammen:




- Die Reihenschaltung des ohm'schen Widerstands der Spule ( $U_R$ ) mit dem Vorwiderstand ( $U_V$ ) verläuft wie der Strom
- Dazu um  $90^\circ$  Phasenverschoben ist der induktive Widerstand bzw. die zugehörige Spannung  $U_X$ , die wir allerdings nicht messen können.

Nach dem Satz des Pythagoras folgt für die Spannungen:

$$U_G^2 = (U_V + U_R)^2 + U_X^2 \quad (17)$$

Betrachten wir jetzt das kleinere Dreieck im Zeigerdiagramm:



$U_L$  ist die Spannung über der Spule, die wir messen können. Sie setzt sich aus dem Ohm'schen Widerstand  $R$  der Spule und dem induktiven Widerstand (mit zugehöriger Spannung  $U_X$ ) zusammen. Wieder nach dem Satz des Pythagoras gilt:

$$U_L^2 = U_R^2 + U_X^2 \quad (18)$$

Lösen wir (17) und (18) nach  $U_X^2$  auf und setzen die beiden Gleichungen gleich, um  $U_X$  zu eliminieren:

$$U_G^2 - U_V^2 - 2 \cdot U_R \cdot U_V - U_R^2 = U_L^2 - U_R^2 \quad (19)$$

(19)  $+U_R^2$  liefert:

$$U_G^2 - U_V^2 - 2 \cdot U_R \cdot U_V = U_L^2 \quad (20)$$


Aufgelöst nach  $U_R$  ergibt (20):

$$U_R = \frac{U_G^2 - U_V^2 - U_L^2}{2 \cdot U_V} \quad (21)$$

Dies ist die Spannung, die über dem Ohm'schen Widerstand  $R$  der Spule abfällt! Deshalb beträgt der Verlustwiderstand  $R$  der Spule nach Formel (21) und (16):

$$R = \frac{U_R}{I} = \frac{\frac{U_G^2 - U_V^2 - U_L^2}{2 \cdot U_V}}{\frac{U_V}{R_V}} = \frac{U_G^2 - U_V^2 - U_L^2}{2 \cdot U_V} \cdot \frac{R_V}{U_V} \quad (22)$$

Zur Bestimmung der Induktivität betrachten wir noch einmal das zweite Zeigerdiagramm:



Zur Erinnerung:  $U_L$  ist die Gesamtspannung, die an der Spule abfällt (wird gemessen),  $U_R$  ist die Spannung am Ohm'schen Widerstand der Spule und  $U_X$  die Spannung, die über dem induktiven Widerstand  $R_X$  abfällt. Die Formel für den induktiven Widerstand lautet:

$$R_X = \omega \cdot L \quad (23)$$

$$\Rightarrow L = \frac{R_X}{\omega} = \frac{U_X}{I \cdot \omega} = \frac{U_X}{\omega} \cdot \frac{R_V}{U_V} \quad (24)$$

wobei  $I$  mit (16) ersetzt wurde. Unbekannte Größe ist noch das  $U_X$ . Aus dem Zeigerdiagramm ist ersichtlich (mit Pythagoras):


$$U_X = \sqrt{U_L^2 - U_R^2} \quad (25)$$

(25) eingesetzt in (24) ergibt für die Induktivität  $L$ :

$$L = \frac{R_V}{U_V \cdot \omega} \cdot \sqrt{U_L^2 - U_R^2} \quad (26)$$

## 2.3 Messungen im Parallelschwingkreis

Aus einem Kondensator mit der Kapazität  $C$  und einer Spule  $L$  wird ein Parallelschwingkreis gebaut. Über einen Vorwiderstand  $R_V = 1\text{ M}\Omega$  wird der Schwingkreis an den Sinusgenerator angeschlossen. Mit Hilfe der Skizze der Vorbereitungshilfe wird ein Phasendifferenz-Messgerät in die Schaltung eingebaut.




Vorgehensweise bei der Messung:

- Maximale Ausgangsspannung  $U_0$  anlegen und messen
- Messung der Spannung am Resonanzkreis ( $U_R$ ) und ihre Phasenverschiebung  $\varphi$  gegen den Generatorstrom in Abhängigkeit von der angelegten Frequenz  $\omega$ . Hierbei soll in Schritten von  $20 - 5\text{ Hz}$  (je nach Resonanznähe) im Bereich von  $100\text{ Hz} \leq \omega \leq 400\text{ Hz}$  gemessen werden.
- Aus den sich daraus ergebenden Schaubildern soll die maximale Frequenz  $\omega_0$  und die Halbwertsbreite  $\Delta\omega$  ermittelt werden. Diese Halbwertsbreite ist die Differenz der Frequenzen, bei der die Spannung  $U_R$  halb so groß wie im Resonanzfall ( $U_R^*$ ) ist. Anschließend soll berechnet werden:
  - Resonanzwiderstand:  $R_r = U_R^* \cdot \frac{R_V}{U_0}$
  - Schwingkreiswiderstand:  $R = \frac{1}{3} R_r \left( \frac{\Delta\omega}{\omega_0} \right)^2$
  - Kapazität:  $C = \frac{\sqrt{3}}{\Delta\omega \cdot R_r}$
  - Induktivität:  $L = \frac{1}{\omega_0^2 \cdot C} = \frac{R_r}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\Delta\omega}{\omega_0^2}$

## 2.4 Wechselstromwiderstände eines Parallelschwingkreises

An den Schwingkreis wird jetzt die Resonanzfrequenz  $\omega_0$  aus Aufgabe 2.3 angelegt. Da in diesem Fall sehr große Ströme entstehen können, wird nicht das Verfahren von Aufgabe 2.2 eingesetzt. Hier werden Strom und Spannung jeweils an den einzelnen Bauteilen gemessen und mit  $R = \frac{U}{I}$  ihr elektrischer Widerstand bestimmt.




Für den kapazitiven Widerstand gilt:

$$R_C = \frac{1}{\omega \cdot C} \quad (27)$$

$$\Rightarrow C = \frac{1}{R_C \cdot \omega} \quad (28)$$

$$\Rightarrow C = \frac{I_C}{U_C \cdot \omega} \quad (29)$$

Zur Bestimmung der Induktivität ziehen wir wieder das Zeigerdiagramm zu Rate, wobei diesmal der Vorwiderstand nicht betrachtet wird.



Bei unserer Messung erhalten wir den Gesamtwiderstand  $Z_{Sp}$  durch die an der Spule gemessenen Größen Spannung  $U_S$  und Strom  $I_S$ :

$$Z_{Sp} = \frac{U_S}{I_S} \quad (30)$$

Aus dem Zeigerdiagramm ist ersichtlich, dass zwischen  $Z_{Sp}$ , Innenwiderstand  $R_I$  (=Gleichstromwiderstand) und induktivem Widerstand  $R_L = \omega L$  folgende Relation gilt:

$$Z_{Sp}^2 = R_I^2 + \omega^2 L^2 \quad (31)$$


(31) aufgelöst nach  $L$  ergibt für die Induktivität:

$$L = \frac{\sqrt{Z_{Sp}^2 - R_I^2}}{\omega} \quad (32)$$

(Bem.: in diesem Fall ist  $\omega = \omega_0$  aus 2.3).

## 2.5 Innenwiderstand des Sinusgenerators

Zunächst bestimmen wir die Leerlaufspannung des Sinusgenerators. Dann wird ein regelbarer Widerstand ( $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$ -Potentiometer) angeschlossen und die Ausgangsspannung auf die halbe Leerlaufspannung heruntergeregelt.



Jetzt gilt:

$$R_I = R_1 \quad (33)$$

Verdoppeln von  $R_1$  liefert den Innenwiderstand des Sinusgenerators. Nach den Kirchhoff'schen Regeln gelten in unserer Schaltung folgende Gesetzmäßigkeiten:

$$I = \frac{U_0}{R_I + R_1} \quad (34)$$

$$U_0 = U_R + U_I \quad (35)$$

$$U_R = R_1 \cdot I \quad (36)$$

Mit  $P = U_R \cdot I$  und (34)-(36) gilt nun:

$$P = U_R \cdot I = R_1 \cdot I^2 = R_1 \cdot \frac{U_0^2}{(R_I + R_1)^2} \quad (37)$$

Das Maximum erhält man, in dem man von der Ableitung von  $P(R_1)$  eine Nullstelle bestimmt.

$$\frac{\partial P}{\partial R_1} = \frac{U_0^2}{(R_I + R_1)^2} + R_1 \cdot \frac{-2U_0^2}{(R_I + R_1)^3} = U_0^2 \frac{R_I + R_1 - 2R_1}{(R_I + R_1)^3} = U_0^2 \frac{R_I - R_1}{(R_I + R_1)^3} \quad (38)$$

(38) wird gerade für  $R_I = R_1$  Null. Die maximale Leistung erhält man, wenn man dies in (37) einsetzt:

$$P_{max} = R_I \cdot \frac{U_0^2}{(2R_I)^2} = \frac{U_0^2}{4R_I} \quad (39)$$